

## **Spitalbett M 155.01**

### **technische Daten**

Anzahl Motoren:	3 Elektromotoren, 24 Volt
Höhenverstellung:	40 – 80 cm
Rückenstütze:	- 10 ° bis + 70 °
Knieknick:	37 °
Fusshochlagerung:	8 °
Trendelenburg:	15 °
Anti-Trendelenburg:	18 °
Rückenstützenlänge:	81 cm
Festfeldlänge:	14 cm
Oberschenkelteillänge:	38 cm
Unterschenkelteillänge:	65 cm
Gesamtbreite:	99 cm
Gesamtlänge:	218 – 238 cm
Liegefläche B x L:	90 cm x 200 – 220 cm, in 5-cm-Schritten
empfohlene Matratzengrösse	90 cm x 200 - 220 cm in 5-cm-Schritten
Leergewicht:	160 kg
Tragkraft:	235 kg

### **Verstellmöglichkeiten**

Niveau:	motorisch
Rückenstütze:	motorisch mit manueller Notabsenkung und Einklemmschutz
Knieknick:	motorisch mit Einklemmschutz
Fusshochlagerung:	manuell mit Rastomat
Trendelenburg:	manuell
Antitrendelenburg:	manuell

### **Matratzenrahmen**

Rechteckrohr, industrieverchromt, fusseitig mit 2 Wandabweisrollen

### **Rückenstütze**

von - 10 ° bis + 70 °, motorisch und von Hand verstellbar, mit manueller Notabsenkung und Einklemmschutz, mit einem Keilrückzug von 10 cm, was eine Verlängerung der Liegefläche beim Anheben der Rückenstütze bewirkt und damit verhindert, dass der Patient beim Anheben der Rückenstütze gegen das Fusshaupt gestossen wird.

### **Knieknick**

37 °, mittels Elektromotor individuell verstellbar, mit Einklemmschutz

### **Fusshochlagerung**

8 °, über die untere Liegefläche, manuell verstellbar mittels Rastomat

**Trendelenburg**

15 °, manuell verstellbar

**Antitrendelenburg**

18 °, manuell verstellbar

**Liegefläche**

variabel von 90 cm x 200 cm bis 220 cm,  
mit integrierter Bettverlängerung in Schritten von 5 cm,  
Liegefläche 4-teilig, aus Vollkernplatten,  
unter der Liegefläche auf beiden Seiten je 2 Ösen,  
mit einer Ösendistanz von 42 cm, zur Montage von externen Seitengitter

**Untergestell**

Rechteckrohr, pulverbeschichtet nach RAL 7035, lichtgrau,  
2 kopfseitig angeordnete Wandanschlagpuffer,  
4 seitlich in den Ecken angebrachte Wandabweisrollen,  
mit festem auf das Untergestell montiertem Kopfhaupt,  
was bedeutet, dass das Kopfhaupt bei einer Auf- oder Abwärtsbewegung –  
Niveauregulierung des Bettes – in unveränderter Position verbleibt.

**Bettzeugablage**

ausziehbar, mit aufklappbarem Haltebügel

**Rollen**

Einfach-Designrollen, Ø 150 mm, kugelgelagert,  
mit Fadenschutz, Rollen elektrisch leitend,  
mit Zentralblockierung, Freilauf- und Geradauslauf-Funktion,  
Rollenabdeckung aus Kunststoff, lackiert nach RAL-Kollektion

**Steuerung**

24 Volt Sicherheitssteuerung über ein Handschaltgerät, welches mittels  
Halterung links oder rechts am Matratzenrahmen befestigt werden kann.

**Fussbedienung**

2 Schalter für die Auf- und Ab- Verstellung, links und rechts am  
Untergestell befestigt mit Sicherheits-Doppelklick

**Sperreinrichtung**

zum individuellen Blockieren aller motorisch verstellbaren Funktionen,  
Fussseitig rechts unter dem Matratzenrahmen montiert

**Kopf- und Fusshaupt**

aus Vollkernplatte, Kollektion bemag, wegnehmbar,  
oben mit Kantenschutz aus schwarzem PUR-Schaum,  
Vollkernplatten in Form und Farbe nach Kollektion individuell gestaltbar

**Seitengitter**

integrierte, absenkbar und in 2 Positionen fixierbare Seitengitter, kopf- und fussseitig aus Vollkernplatte der Kollektion bemag, mit 1 Ausschnitt kopfseitig und 1 Handausschnitt fussseitig, Farbe analog Kopf- und Fusshaupt

**Ösen für externe Bettseitengitter**

unterhalb des Matratzenrahmens angeordnet, zur Montage von externen Bettseitengittern mit einer Ösen- / Zapfendistanz von 42 cm

**Normschienen als Halterung für Zubehör**

gerade Ausführung, industrieverchromt auf beiden Seiten unterhalb der Liegefläche als Halterungen für Redon Flaschen, Urinbeutel usw. angebracht, in folgenden Dimensionen erhältlich:

- 35 mm x 8 mm x 600 mm oder
- 30 mm x 10 mm x 600 mm

**Halterungen für Aufzugstange, Infusionsständer und Extensionen**

4 Halterungen links und rechts vom Kopf- und Fusshaupt montiert, fussseitig mit schwarzen Kunststoffkappen abgedeckt, kopfseitig ohne Abdeckung zur sofortigen Nutzung

## **Ausstattungsvarianten**

### **Kopf- und Fusshaupt**

aus Vollkernplatte, Kollektion Kunde anstelle von Kollektion bemag, oben mit Griffwulst aus schwarzem PUR-Schaum, in Form und Farbe nach Kollektion individuell gestaltbar, wegnehmbar

### **Kopf- und Fusshaupt**

Stahlbügel, industrieverchromt, Füllung aus Spanplatte, beidseitig mit Kunstharzbelag Kollektion bemag, wegnehmbar

### **Kopf- und Fusshaupt**

Stahlbügel, industrieverchromt, Füllung Vollkernplatte, Kollektion bemag, wegnehmbar

### **Normschiene, gebogen, als Halterung für Zubehör:**

auf beiden Seiten unterhalb der Liegefläche als Halterungen für Redon Flaschen, Urinbeutel usw. montierte Normschiene, Dimensionen auf die im Spital eingesetzte Normschiene angepasst

- 35 mm x 8 mm x 840 mm oder
- 30 mm x 10 mm x 840 mm

### **Seitengitter**

integrierte, absenkbar und in 2 Positionen fixierbare Seitengitter, kopf- und fusseitig aus Vollkernplatte, Kollektion bemag, Farbe analog Kopf- und Fusshaupt, mit 3 Ausschnitten kopf- und fusseitig = Variante 4

Variante 1: Kopf- und Fussteil 1 Ausschnitt, geschwungen

Variante 2: Kopf- und Fussteil 1 Ausschnitt, trapezförmig

Variante 3: Kopfteil 3 Ausschnitte, Fussteil 1 Ausschnitt, trapezförmig

Variante 4: Kopf- und Fussteil 3 Ausschnitte, trapezförmig

## **Zubehör:**

### **Aufzugstange M 181.01**

Aus Flachovalrohr, verchromt, inkl. Riemen und Handgriff

### **Infusionshaken M 181.79**

Zum Anstecken an der Aufzugstange

Ausführung:

2 Haken aus Rundstahl, pulverbeschichtet RAL 7035, lichtgrau

### **Etikettenklemmschale M 180.13**

zum Aufstecken am Fusshaupt, aus Acryl, glasklar,  
für Rohr- bzw. Kantenschutzdurchmesser 38 mm

### **Etikettenklemmschale M 180.15**

zum Aufstecken am Fusshaupt, aus Acryl, glasklar,  
für Rohr- bzw. Kantenschutzdurchmesser 32 mm

### **Namensschildhalter M 180.16 (frühere Modellbezeichnung M 5238)**

lt. Zeichnung 182.001.3 zum Aufstecken auf der Aufzugstange

Ausführung:

aus Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

- ZNr. 182.001.3 Rubr. 3 Schildgrösse 74x110 mm
- ZNr. 182.001.3 Rubr. 1 Schildgrösse 85x135 mm

### **Halter für Kabel und Handschaltgerät M 181.83**

zum Anklemmen an die Aufzugstange

Ausführung:

aus Federbandstahl, industrieverchromt

### **Akku / Back-up Batterie**

zur netzfreien Bedienung aller elektrischen Funktionen des Bettes

### **Bettseitengitter M 181.49**

zum Einstecken in die Extensionsösen am Matratzenrahmen,  
fixierbar mit 2 Handgriffschrauben, links und rechts verwendbar,  
Metallteile industrieverchromt, Ösendistanz 42 cm  
Wabennetz aus Nylon, oben und unten mit je einem Reissverschluss,  
links und rechts *mit je 4 Spannbänder für die seitliche Fixierung*,  
leicht wegnehmbar, mit / ohne Ausschnitt für den Urinbeutel

ohne Ausschnitt                      = Artikel M 1814900  
mit Ausschnitt                        = Artikel M 1814901

### **Wabennetz**

aus Nylon, mit Ausschnitt (200x100 mm), mit 2 groben Reissverschlüssen und Klettverschluss (A5830004)

### **Wabennetz**

aus Nylon, ohne Ausschnitt (200x100 mm), mit 2 groben Reissverschlüssen und Klettverschluss (A5830006)

### **Sicherungsnetz zu externen Bettseitengitter M181.55**

Wabennetz aus Nylon, links und rechts mit je einem Reissverschluss, oben mit Schlaufe zum Fixieren an der Querstange aus rostfreiem Stahl, unten mit Halteschlaufen, leicht wegnehmbar

### **Wabennetz**

aus Nylon mit 4 groben Reissverschlüssen  
Kopf- und Fussesits verwendbar (A1002763)

### **Infusionsständer M 155.16**

aus Stahlrohr, industrieverchromt, mit 4 Haken, schwenkbar,  
nicht höhenverstellbar  
Einsteckbar am Kopfteil

### **Infusionsständer zu M 155.01**

aus Stahlrohr, industrieverchromt, mit 4 Haken, in der Höhe mit  
Einhand-Schnellverstellung (A1003452)

### **Infusionshaken M 181.79**

zum Anstecken an der Aufzugstange, mit Haken aus Rundstahl,  
pulverbeschichtet RAL 7035, lichtgrau  
verstärkt mit Rändelschraube

### **Urinbeutelhalter M 155.15**

aus Stahldraht, rostfrei, zum Einhängen an der Normschiene

### **Redon-Flaschenhalter M 155.21**

aus Stahldraht, rostfrei, zum Einhängen an die Normschiene

### **Urinflaschenhalter M 182.46**

aus Stahl, rostfrei, zum Einhängen an die Normschiene

### **Monitor- und Schreibtislar M 155.14**

zum Anhängen am Fusshaupt,  
aus Flachstahl, pulverbeschichtet nach RAL 7035 lichtgrau,  
mit Vollkernplatte 60,0 cm x 24 cm x 0,6 cm

### **Monitor- und Schreibtislar M 182.32**

zum Anhängen am Fuss- und Kopfhaupt mit Rohrrahmen,  
aus Flachstahl, pulverbeschichtet nach RAL 7035 lichtgrau,  
mit Vollkernplatte lichtgrau 62,0 cm x 32 cm x 0,6 cm

**Monitor- und Schreibtisch mit Galerie M 182.34**

zum Anhängen am Fusshaupt,  
aus Flachstahl, pulverbeschichtet nach RAL 7035 lichtgrau,  
mit Vollkernplatte lichtgrau 62,0 cm x 32 cm x 0,6 cm

**Handtuchhalter M 155.17**

zum Befestigen am Kopfhaupt, Ausführung aus 10 mm Stabstahl,  
industrieverchromt, zum Einstecken in aufschraubbare Kunststoffhalterung

**Matratze für Fussteilverlängerung M 155.18**

zum Längenausgleich bei eingestellter Bettverlängerung,  
Grösse des Matratzenkerns, B x L x H in cm: 90,0 x 20,5 x 18,5  
Überzug aus Obatex, hellelfenbeinfarbig, mit 2 Führungsschienen

**Gasflaschenhalterung M 155.12**

zum Anhängen am Matratzenrahmen, fixierbar mittels Sternschraube,  
Ausführung: aus Flachstahl, pulverbeschichtet in RAL 7035

**Fussteilverlängerung M 180.02 - für alte Ausführung Krankenbetten**

Typ 5088 / 5090

zum Aufstecken am Matratzenrahmen anstelle des Fusshauptes

Ausführung:

aus Stahlrohr und Stahlblech, verzinkt, inkl. passende  
Auflagematratze aus Schaumstoff