

## **Spitalbett Typ 1210 "QUEEN TOP" 200 x 90 cm**

Niveau, Rückenstütze und Knieknick elektrisch verstellbar, Metallteile pulverbeschichtet RAL 7035, lichtgrau, 4 Motoren

### Breite 90 cm

Höhenverstellung:	23-82 cm
Rückenstütze:	0-70°
Knie-Hebevorrichtung:	30°
Fusshochlagerung:	14°
Trendelenburg	12°
Anti-Trendelenburg	12°
Liegefläche	200 - 220 x 87 cm
Empfohlene Matratzengröße:	200 x 90 cm
Rückenstütze Länge (200 cm)	78 cm
Festfeld:	23 cm
Oberschenkelteil:	34 cm
Unterschenkelteil:	59 cm
Gesamtbreite mit int. Gittern:	99 cm
Gesamtbreite ohne int. Gitter:	99 cm
max. Traglast:	ca. 200 kg
in der unterste Position	ca. 175 kg
Leergewicht:	ca. 160 kg

### **Hubelemente:**

Netzanschluss 230 Volt, Betätigung der Motoren mit 24 Volt Niederspannungssteuerung mittels Handschaltgerät für alle Funktionen. Das Bett ist mit Akku für den Notbetrieb der elektrischen Verstellfunktionen ausgestattet. Separate Schwesternbox mit Sperrung aller Funktionen.

### **Matratzenrahmen:**

Liegefläche 4-teilig, aus Vollkern, leicht demontierbar, integrierte Bettverlängerung von 200 cm - 220 cm

### **Aufzugstangenträger:**

links und rechts am Matratzenrahmen zum fixieren der Aufzugstange oder des Infusionsständers (max. Belastung = 75 kg)

### **Rückenstütze:**

70°, elektrisch verstellbar, 24 V Elektromotor mit Sicherheitsabschaltung ausgestattet, Rückenlehnenverstellung mit angenäherten Drehpunkt.

**Knieknick:**

30°, motorisch individuell verstellbar, mit Einklemmschutz

**Fusshochlagerung:**

14°, mit Rastomat von Hand verstellbar, 24 V Elektromotor mit Sicherheitsabschaltung ausgestattet.

**Trendelenburg/Anti-Trendelenburg Verstellung:**

12°/12°, verstellbar mit Elektromotor

**Sperreinrichtung:**

zum individuellen Blockieren der motorisch verstellbaren Funktionen an externer Steuerbox.

**Akku:**

zur netzfreien Bedienung aller elektrischen Funktionen des Bettes

**Untergestell:**

Stahlrohr, pulverbeschichtet RAL 7035, lichtgrau, 4 seitlich in den Ecken angebrachte Wandabweisrollen, Durchmesser 75 mm

**Rollen:**

4 schwenkbare Laufrollen mit Kunststoffrad, Durchmesser 100 mm, kugelgelagert, mit Fadenschutz

**Zentralblockierung:**

3-Stufen Blockierung, Lauf- und Schwenkrichtung zentral blockierbar, mit Geradeauslaufeinrichtung, Pedal am Fussende

**Kopf- und Fusshaupt Typ V10:**

Rahmen aus Stahlprofil, pulverbeschichtet nach Kollektion RAL, Ecken gerundet, Flächen aus Vollkernplatte nach Kollektion bemag, Fusshaupt mit Öffnung für Duvetdurchzug.

**Integrierte Bettseitengitter:**

Beidseitig mit 3 durchgehenden verchromten Metallholmen, Verstellbar in 2 Höhen, Blockierung in Zwischen- und Endposition automatisch, Verstellung durch betätigen des Druckknopfes und drehen des obersten Stahlrohres um 15 °.

### **Verwendung mit Patientenheber:**

Das Bett verfügt über einen Zwischenstopp; das heisst, das Bett wird bei der Verstellung des Niveaus tief bei ca 38 cm gestoppt, durch erneutes Drücken des Niveaueknopfes am Handschalter ca. 2 Sekunden fährt das Bett in die niedrigste Position 23 cm. In dieser Stellung (und höher) ist noch ausreichend Platz für die Verwendung eines Patientenhebers.

### **Unterbettbeleuchtung:**

Beleuchtung des Unterbett, in dezenter blau

### **Verfügbare Grössen:**

200 cm x 90 cm

210 cm x 90 cm

### **Spitalbett Typ 1210 "QUEEN PLUS"**

**Gleicher Beschreib wie "QUEEN Top", jedoch ohne:**

- Schwesternbox
- Unterbettbeleuchtung

### **Zubehör**

#### **Infusionsständer**

aus Stahlrundrohr, industrieverchromt

#### **Aufzugstange mit Handgriff und Rollgurt**

#### **Handgriff Rollgurt**

#### **Handgriff mit Riemen**

#### **Wandanschlagpuffer M 184.06**

glanzverzinkt, Abstand 51 mm